

KERN OZB-A6303

KERN

Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ► ECO-Caballetes universales



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Caballete para microscopio estereoscópico
Familia de productos	OZB-UE

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	770×85×300 mm
---------------------	---------------

Caballete para microscopios estereoscópicos

Tipo de soporte	universal (brazo articulado con resorte con abrazadera/ soporte/tornillo macrométrico)
Longitud del brazo	850 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	580×420×370 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	18 kg