

KERN OZB-A6303

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► ECO-Universele standaards



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	770×85×300 mm
--------------------	---------------

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (veergewrichtarm met klem/houder/ grofmazige aandrijving)
Armlengte	850 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	580×420×370 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	9 kg
Verzendgewicht	18 kg