

KERN OZB-A7101UK

KERN

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 136 159 1
Goederencode	85395 100
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	99x90x33 mm
Ringverlichting diameter	6,2 cm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4,5 W
Kleurtemperatuur	6500-7000 K
Verlichting dimbaar	✓
Polarisatiefilter	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	0 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x150x80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg