


# KERN PBS-A01S05

**KERN**

Consegna: 5 pezzi



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Copertina rigida di protezione

## Design

Dimensioni (L×P×A)	105×105×3 mm
--------------------	--------------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×215×70 mm
Peso netto	0,017 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

