

KERN PBS-A04

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$



Kategorie

| | |
|------------------|-------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 410×320×235 mm |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,6 kg |
| Versandgewicht | 6,2 kg |

Piktogramme

STANDARD

