

KERN PBS-A04

KERN

Set ter bepaling van de dichtheid van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid $\leq/\geq 1$



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×320×235 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	6,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

