

KERN PCB 1000-2-Rez

KERN

Aggiornamento della vostra bilancia da laboratorio a una bilancia di formulazione di fascia alta per prodotti farmaceutici, chimici e alimentari

Easy
Touch



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Pacchetto software bilancia
Gruppo di prodotti	Bilancia per ricette
Famiglia di prodotti	PCB-Rez

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1,2 kg
Divisione [d]	10 mg
Riproducibilità	10 mg
Linearità	± 30 mg
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Risoluzione	120.000
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1); 1 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	300 g; 600 g; 1,2 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	40 mg
Scorrimento massimo (15 minuti)	100 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	200 mg

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	130×130 mm
Dimensioni superficie di pesata	130×130 mm
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	60.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	20 mg
---	-------

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	200 mg
---	--------

Interfaccia

EasyTouch (ET) - Compatibilità	Vollständig
--------------------------------	-------------

Alimentazione

Batteria tempo di carica	20 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×365×175 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	3 kg


KERN PCB 1000-2-Rez



Aggiornamento della vostra bilancia da laboratorio a una bilancia di formulazione di fascia alta per prodotti farmaceutici, chimici e alimentari

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

