

KERN PCB 1000-2-Rez

KERN

Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Easy
Touch



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Pacote de software para balanças
Grupo de produto	Balança para composição de receitas
Família de produto	PCB-Rez

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	1,2 kg
Leitura [d]	10 mg
Reprodutibilidade	10 mg
Linearidade	± 30 mg
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Resolução	120.000
Peso de aferição recomendado	200 g (F1); 1 kg (F1)
Possíveis pontos de ajuste	300 g; 600 g; 1,2 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	40 mg
Fluência máxima (15 minutos)	100 mg
Fluência máxima (30 minutos)	200 mg

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	130×130 mm
Dimensões superfície de pesagem	130×130 mm
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Resolução de contagem (Condições de laboratório)	60.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓

Menor peso parcial na contagem de unidades 20 mg

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais 200 mg

Interface

EasyTouch (ET) - Compatibilidade Vollständig

Fornecimento de energia

Bateria tiempo de carga 20 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminación 24 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación 48 h

Acumulador tiempo de carga 8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Humidade ambiente [Max] 80 %

Temperatura de armazenamento [Min] -20 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 963-127

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 235×365×175 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 1,2 kg

Peso bruto aprox. 2,0 kg

Peso de envio 3 kg


KERN PCB 1000-2-Rez



Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Pictogramas

STANDARD



OPTION

