

KERN PCB 10000-1-Rez

KERN

Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

 Easy Touch



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Pacote de software para balanças
Grupo de produto	Balança para composição de receitas
Família de produto	PCB-Rez

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	10 kg
Leitura [d]	100 mg
Reprodutibilidade	100 mg
Linearidade	± 300 mg
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Resolução	100.000
Peso de aferição recomendado	10 kg (F1)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 5 kg; 10 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	400 mg
Fluência máxima (15 minutos)	1 g
Fluência máxima (30 minutos)	2 g

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	150×170 mm
Dimensões superfície de pesagem	150×170 mm
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Resolução de contagem (Condições de laboratório)	50.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓

Menor peso parcial na contagem de unidades 200 mg

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais 2 g

Interface

EasyTouch (ET) - Compatibilidade Vollständig

Fornecimento de energia

Bateria tiempo de carga 20 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminación 24 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación 48 h

Acumulador tiempo de carga 8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Humidade ambiente [Max] 80 %

Temperatura de armazenamento [Min] -20 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 963-128

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 235×365×175 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 1,4 kg

Peso bruto aprox. 2,4 kg

Peso de envio 3 kg


KERN PCB 10000-1-Rez



Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Pictogramas

STANDARD



OPTION

