

KERN PCD-A03

KERN

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen



Categorie

| | |
|------------------|------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Statief |

Ontwerp

| | |
|--------------------|----------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 195×195×250 mm |
| Materiaal | A PET |
| Statief hoogte | 250 mm |
| Statief kantelbaar | ✓ |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 220×220×210 mm |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,6 kg |
| Verzendgewicht | 2 kg |

Pictogrammen

STANDARD

