

# KERN PCJ 600-2M-Prepack

# KERN

Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

Easy  
Touch



Software EasyTouch

SET-17  
PrePack

## Kategorie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Marke            | KERN                   |
| Produktkategorie | Waagen-Software-Bundle |
| Produktgruppe    | Fertigverpackungswaage |
| Produktfamilie   | PCJ-Prepack            |

## Messsystem

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Wägesystem  | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                                 | 600 g                           |
| Ablesbarkeit [d]                                  | 10 mg                           |
| Reproduzierbarkeit                                | 10 mg                           |
| Linearität  | ± 30 mg                         |
| USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)             | 20 g                            |
| Mindestgewicht [Min]                              | 500 mg                          |
| Auflösung   | 60.000                          |
| Tarierbereich                                     | 600 g                           |
| Mögliche Justierpunkte                            | 0 g; 100 g; 200 g; 400 g; 600 g |
| Justierautomatik Standard<br>Temperaturabweichung | 2 °C                            |
| Justierautomatik Standard<br>Zeitintervall        | 8 h                             |
| Einschwingzeit                                    | 3 s                             |
| Anwärmzeit  | 120 min                         |
| Außer mittige Belastung bei 1/3<br>[Max]          | 30 mg                           |
| Konformitätsbewertung möglich                     | ✓                               |

## Bauform

|  |               |
|--|---------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)              | 163×245×80 mm |
| Abmessungen komplett montiert<br>(B×T×H) | 163×245×80 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)             | 131×131 mm    |
| Abmessungen Wägefläche                   | 131×131 mm    |
| Libelle                                  | ✓             |
| Fußschrauben drehbar                     | ✓             |

## Funktionen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Alibispeicher  | intern auf Speicher |
| Alibispeicher - Anzahl<br>Speicherplätze                               | 250.000             |
| Zählaufösung (unter<br>Laborbedingungen)                               | 30.000              |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar   | ✓                   |
| Kleinstes Teilgewicht beim<br>Stückzählen - unter<br>Laborbedingungen  | 20 mg               |
| Kleinstes Teilgewicht beim<br>Stückzählen - unter<br>Normalbedingungen | 200 mg              |

## Schnittstelle

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| EasyTouch (ET) - Kompatibilität | Vollständig |
|---------------------------------|-------------|

## Energieversorgung

|   |         |
|---|---------|
| Batterie Betriebsdauer                      | 20 h    |
| Batterie-Kapazität                          | 220 mAh |
| Batterie-Spannung                           | 3 V     |
| Akku Betriebsdauer -<br>Hinterleuchtung an  | 24 h    |
| Akku Betriebsdauer -<br>Hinterleuchtung aus | 48 h    |
| Akku Ladezeit                               | 8 h     |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 15 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %  |

## Zulassung

|  |        |
|--|--------|
| CE Zeichen                               | ✓      |
| Konformitätsbewertung ab Werk<br>möglich | ✓      |
| Eichwert [e]                             | 100 mg |

## Dienstleistungen

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer für<br>Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-216 |
| Artikelnummer für DAkKS-<br>Kalibrierung             | 963-127 |
| Artikelnummer für<br>Konformitätszertifikat          | 969-517 |

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|

# KERN PCJ 600-2M-Prepack




Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 235×365×175 mm |
| Versandart                        | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                  | 2,0 kg         |
| Bruttogewicht ca.                 | 2,6 kg         |
| Versandgewicht                    | 3 kg           |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

