

# KERN PLJ-A02

**KERN**

Gancio per pesata sottobilancia per carichi sospesi, per bilance di precisione KERN e



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Gancio

## Design

Materiale	metallo
Capacità di carico nominale (WLL)	20 kg

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	25×15×2 mm
Peso netto	0,0028 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,205 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY