

KERN SFE-A01

Soporte para elevar el indicador

KERN



Categoría

| | |
|-----------------------|----------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Trípode |

Diseño

| | |
|--------------------|--------|
| Soporte altura | 200 mm |
| Soporte inclinable | ✓ |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 195×250×85 mm |
| Peso neto | 0,62 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,65 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,70 kg |
| Peso de envío | 0,8 kg |

Pictogramas

STANDARD



1 DAY