

# KERN SFE-A02

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Stativhöhe	400 mm
Stativ neigbar	✓

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×180×95 mm
Nettogewicht	0,81 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,85 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,5 kg

## Piktogramme

STANDARD

