

# SAUTER SW-A05

Stativ für KERN SW 1000, SW 2000

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1240×600×600 mm
Material	Aluminium
Material Gehäuse	Aluminium

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	430×90×90 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,7 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761200524
Warennummer (Zolltarifnummer)	96200010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

STANDARD

