

# KERN 307-01

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-020-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-010-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-010-100

## Piktogramme

### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0016
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6900
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	9600
Prüfgewicht - Nennwert	1 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,01 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-231
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-231