

KERN 307-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 2 g, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 6×6×10 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Optionale Etuis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Etui - Kunststoff Artikelnummer | 317-020-400 |
| Etui - Aluminium Artikelnummer | 317-020-600 |
| Etui - Holz Artikelnummer | 317-020-100 |

Piktogramme

OPTION



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 307 |

Messsystem

| | |
|--|----------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 0,25 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0031 |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³) | 8000 |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³) | 100 |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 7270 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 8890 |
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,012 mg |

Bauform

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 6×10 mm |
| Material | Edelstahl poliert |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-232 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-232 |