

# KERN 307-02

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 2 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-232

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-020-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-020-100

## Pictogrammen

### OPTION

**DAkS**  
+3 DAYS

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0031
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7270
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8890
Testgewicht - nominale waarde	2 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,012 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×10 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-232
------------------------------------	---------