

# KERN 307-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×15 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-030-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-030-100

## Piktogramme

### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7620
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8420
Prüfgewicht - Nennwert	5 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,016 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	8×15 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-233
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-233