

# KERN 307-03

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 5 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-233

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Levertijden                   | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 8×8×15 mm    |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,1 kg       |

## Optionele etuis

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Etui - Plastic Artikelnummer   | 317-030-400 |
| Etui - aluminium Artikelnummer | 317-030-600 |
| Etui - Hout Artikelnummer      | 317-030-100 |

## Pictogrammen

### OPTION

**DAkS**  
+3 DAYS

## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep     | OIML E1             |
| Productfamilie   | 307                 |

## Meetsysteem

|  |          |
|--|----------|
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk                        | ✓        |
| Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )                  | 0,625    |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )      | 0,0078   |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )             | 8000     |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> ) | 100      |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)                     | 7620     |
| Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)                     | 8420     |
| Testgewicht - nominale waarde                            | 5 g      |
| OIML-conform   | ✓        |
| Testgewicht OIML klasse                                  | E1       |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)                | 0,016 mg |

## Ontwerp

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop                      |
| Afmetingen (Ø×H) | 8×15 mm                   |
| Materiaal        | Roestvrij staal gepolijst |

## Diensten

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-233 |
|------------------------------------|---------|