

# KERN 307-04

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×22 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-040-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-040-100

## Piktogramme

### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7840
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8170
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,025 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×22 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-234
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-234