

KERN 307-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-234

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-040-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-040-100

Pictogrammen

OPTION

DAkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7840
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8170
Testgewicht - nominale waarde	10 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,025 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-234
------------------------------------	---------