

# KERN 307-05

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 20 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-235

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-050-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-050-100

## Pictogrammen

### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7840
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8170
Testgewicht - nominale waarde	20 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,025 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-235
------------------------------------	---------