

KERN 307-06

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×28 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-060-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-060-100

Piktogramme

OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0781
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7920
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8080
Prüfgewicht - Nennwert	50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,03 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×28 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-236
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-236