

KERN 307-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-236

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-060-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-060-100

Pictogrammen

OPTION

DAkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	6,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0781
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7920
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8080
Testgewicht - nominale waarde	50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,03 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-236
------------------------------------	---------