

# KERN 307-07

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×38 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-070-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-070-100

## Piktogramme

## OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	12,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
Prüfgewicht - Nennwert	100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,05 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×38 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-237
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-237