

Productbrochure

08.08.2026

KERN 307-08

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 200 g, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
317-080-100	Houten gewichtsetui 317-080-100 (voor nominale waarden 200 g voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-080-400	Plastic gewichtsetui 317-080-400 (voor nominale waarden 200 g voor klassen E1, E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-080-600	Aluminium gewichtsetui 317-080-600 (voor nominale waarden 200 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-238	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-238
962-238R	DAkS-rekalibratie 962-238R
963-238	DAkS Kalibratiecertificaat 963-238

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen