

KERN 307-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×47 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-080-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-080-100

Piktogramme

OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,3125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,1 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-238
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-238