

KERN 307-08

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 200 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-238

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-080-100

Pictogrammen

OPTION

DAkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,3125
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,1 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	28×47 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-238
------------------------------------	---------