

KERN 307-08

KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 200 g, Botão, Aço inox polido



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-238

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×47 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-080-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-080-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-080-100

Pictogramas

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,3125
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste - valor nominal	200 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,1 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×47 mm
Material	Aço inox polido

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-238
--	---------