

# KERN 308-02

**KERN**

Milligrammgewicht, E1, 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	4×4×2 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-400
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761253438
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 mg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Gewicht OIML-Klasse	E1
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0003
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,003 mg
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	100000
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	160

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Feilen

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-252
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----