


Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 308-03

Peso di milligrammi, E1, 5 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
962-253	Certificato di calibrazione DAkkS 962-253
962-253R	Ricalibrazione DAkkS 962-253R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi