


Productbrochure

08.08.2026

# KERN 308-03

Milligramgewicht, E1, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-247     | Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof   136 mm)                                                                                                   |
| 338-090-200 | Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels)   voor klassen E1 - M2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)  |
| 347-009-400 | Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels)   voor klassen E1 - M2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350 |
| 962-253  | DAkS Kalibratiecertificaat 962-253                               |
| 962-253R | DAkS-rekalibratie 962-253R                                       |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen