


KERN 308-03

KERN

Milligrammgewicht, E1, 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×3 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-400
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761253445
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 mg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Gewicht OIML-Klasse	E1
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0006
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,003 mg
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	100000
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	160

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Feilen

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-253
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----