


Brochura do produto

08.08.2026

KERN 308-04

Pesos de miligramas, E1, 10 mg, Plateleta, aço inox polido

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos vivamente uma caixa devido à classe de peso muito exacta. Encontrará uma seleção na secção de acessórios

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)
338-090-200	Caixa de peso de madeira 338-090-200 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)
347-009-400	Caixa plástica de peso 347-009-400 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
962-254	Certificado de calibração DAKKS 962-254
962-254R	Recalibração DAKKS 962-254R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis