

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 308-05

Milligrammgewicht, E 1, 20 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
338-090-200	Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
347-009-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
962-255	DAkKS-Kalibrierschein 962-255
962-255R	DAkKS-Rekalibrierung 962-255R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage