

Brochure produit

08.08.2026

KERN 308-05

Poids milligrammes, E1, 20 mg, Plaquette, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
962-255	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-255
962-255R	Réétalonnage DAkkS 962-255R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables