

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 308-22

Kit di pesi di milligrammi, E1, 1 mg - 500 mg, Piastrina, , in valigetta di plastica


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
318-270	Pennelli 318-270

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-250	Certificato di calibrazione DAkkS 962-250
962-250R	Ricalibrazione DAkkS 962-250R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi