

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 308-22

Conjunto de pesos de miligramas, E1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, , em caixa plástica


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-242	Pinça 315-242 (poliamida 100 mm)
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)
318-270	Pincéis 318-270

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
962-250	Certificado de calibração DAKKS 962-250
962-250R	Recalibração DAKKS 962-250R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis