

Brochure produit

08.08.2026

KERN 308-35

Poids milligrammes, E1, 20 mg, Fil de presse, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
318-270	Pinceaux 318-270
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
962-255	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-255
962-255R	Réétalonnage DAkkS 962-255R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables