

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 308-38

Peso di milligrammi, E1, 200 mg, Filo, acciaio inossidabile lucidato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
317-009-600	Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M3 per formato Fracturegram)
318-270	Pennelli 318-270
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-258	Certificato di calibrazione DAkkS 962-258
962-258R	Ricalibrazione DAkkS 962-258R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi