

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 308-38

Milligramgewicht, E1, 200 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincet 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                              |
| 315-243     | Pincet 315-243 (edelstaal   105 mm)                                                                                                              |
| 315-247     | Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof   136 mm)                                                                                                   |
| 317-009-600 | Aluminium gewichtsetui 317-009-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels)   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Breukprogramma)         |
| 318-270     | Borstels 318-270                                                                                                                                 |
| 338-090-200 | Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels)   voor klassen E1 - M2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)  |
| 347-009-400 | Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels)   voor klassen E1 - M2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                        |
|----------|-------------------------------------|
| 962-258  | DAkkS Kalibratiecertificaat 962-258 |
| 962-258R | DAkkS-rekalibratie 962-258R         |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen