

# KERN 308-42

# KERN

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg - 500 mg, Fil de presse, Inox poli, dans un étui en plastique



## Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 328-222-420

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	308

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	136×53×22 mm
Forme poids	Fil de presse
Matériau	Inox poli
Nombre de poids	12
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-250
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	136×53×22 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg