

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 308-42

Juego de pesas de miligramos, E1, 1 mg - 500 mg, Cableado, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-242	Pinzas 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinzas 315-243 (acero inoxidable 105 mm)
315-247	Pinzas 315-247 (acero inoxidable, plástico 136 mm)
317-009-600	Estuche para pesa de aluminio 317-009-600 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M3 para forma constructiva Fracturagrama)
318-270	Cepillos 318-270
338-090-200	Estuche para pesa de madera 338-090-200 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)
347-009-400	Estuche para pesa de plástico 347-009-400 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-250	Certificado de calibración DAkkS 962-250
962-250R	Recalibración DAkkS 962-250R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables