

Brochure produit

08.08.2026

KERN 308-42

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg - 500 mg, Fil de presse, inox poli, dans un étui en plastique


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
318-270	Pinceaux 318-270
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
962-250	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-250
962-250R	Réétalonnage DAkkS 962-250R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables