

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 308-42

Conjunto de pesos de miligramas, E1, 1 mg - 500 mg, Fio, aço inox polido, em caixa plástica

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-242	Pinça 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinça 315-243 (aço inox 105 mm)
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)
317-009-600	Caixa de peso em alumínio 317-009-600 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M3 para forma de construção Fracturegram)
318-270	Pincéis 318-270
338-090-200	Caixa de peso de madeira 338-090-200 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)
347-009-400	Caixa plástica de peso 347-009-400 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
962-250	Certificado de calibração DAkkS 962-250
962-250R	Recalibração DAkkS 962-250R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis