

# KERN 313-036

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-030-600

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761494503

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
Gewicht OIML-Klasse	E2
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×125×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-302
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg