

KERN 313-046

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-040-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761494510

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
Gewicht OIML-Klasse	E2
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-303
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg