

Brochure produit

08.08.2026

KERN 313-056

Jeu de poids, E2, 1 mg - 500 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-050-600	Étui de poid en aluminium 313-050-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 g pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
315-245	Pincettes 315-245 (inox 250 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
315-250	Pincettes 315-250 (inox 150 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
317-010-100	Étui de poids en bois 317-010-100 (pour les valeurs nominales 1 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-010-600	Étui de poid en aluminium 317-010-600 (pour les valeurs nominales 1 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-020-100	Étui de poids en bois 317-020-100 (pour les valeurs nominales 2 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-020-400	Étui de poids en plastique 317-020-400 (pour les valeurs nominales 1 g - 2 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)

Modèle	Description
317-020-600	Étui de poid en aluminium 317-020-600 (pour les valeurs nominales 2 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-030-100	Étui de poids en bois 317-030-100 (pour les valeurs nominales 5 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-030-400	Étui de poids en plastique 317-030-400 (pour les valeurs nominales 5 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-030-600	Étui de poid en aluminium 317-030-600 (pour les valeurs nominales 5 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-040-100	Étui de poids en bois 317-040-100 (pour les valeurs nominales 10 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-040-400	Étui de poids en plastique 317-040-400 (pour les valeurs nominales 10 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-040-600	Étui de poid en aluminium 317-040-600 (pour les valeurs nominales 10 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-050-100	Étui de poids en bois 317-050-100 (pour les valeurs nominales 20 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-050-400	Étui de poids en plastique 317-050-400 (pour les valeurs nominales 20 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-050-600	Étui de poid en aluminium 317-050-600 (pour les valeurs nominales 20 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-060-100	Étui de poids en bois 317-060-100 (pour les valeurs nominales 50 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-060-400	Étui de poids en plastique 317-060-400 (pour les valeurs nominales 50 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-060-600	Étui de poid en aluminium 317-060-600 (pour les valeurs nominales 50 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-070-100	Étui de poids en bois 317-070-100 (pour les valeurs nominales 100 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-070-400	Étui de poids en plastique 317-070-400 (pour les valeurs nominales 100 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-070-600	Étui de poid en aluminium 317-070-600 (pour les valeurs nominales 100 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-080-100	Étui de poids en bois 317-080-100 (pour les valeurs nominales 200 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-080-400	Étui de poids en plastique 317-080-400 (pour les valeurs nominales 200 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-080-600	Étui de poid en aluminium 317-080-600 (pour les valeurs nominales 200 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

Modèle	Description
317-090-100	Étui de poids en bois 317-090-100 (pour les valeurs nominales 500 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-090-400	Étui de poids en plastique 317-090-400 (pour les valeurs nominales 500 g pour les classes E1, E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-090-600	Étui de poid en aluminium 317-090-600 (pour les valeurs nominales 500 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
318-01	Poids spécifique 318-01 (Classe OIML E2, Valeur nominale 1 mg, Plaquette, inox poli)
318-02	Poids spécifique 318-02 (Classe OIML E2, Valeur nominale 2 mg, Plaquette, inox poli)
318-03	Poids spécifique 318-03 (Classe OIML E2, Valeur nominale 5 mg, Plaquette, inox poli)
318-04	Poids spécifique 318-04 (Classe OIML E2, Valeur nominale 10 mg, Plaquette, inox poli)
318-05	Poids spécifique 318-05 (Classe OIML E2, Valeur nominale 20 mg, Plaquette, inox poli)
318-06	Poids spécifique 318-06 (Classe OIML E2, Valeur nominale 50 mg, Plaquette, inox poli)
318-07	Poids spécifique 318-07 (Classe OIML E2, Valeur nominale 100 mg, Plaquette, inox poli)
318-08	Poids spécifique 318-08 (Classe OIML E2, Valeur nominale 200 mg, Plaquette, inox poli)
318-09	Poids spécifique 318-09 (Classe OIML E2, Valeur nominale 500 mg, Plaquette, inox poli)
318-270	Pinceaux 318-270
328-222-420	Étui de poid 328-222-420 (pour les valeurs nominales 1 mg - 5 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-705	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-705,
962-304	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-304
962-304R	Réétalonnage DAkkS 962-304R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables