

KERN 313-056

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-050-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761494527

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-304
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg